



Varenummer 231153

Næsespekel, 15x6x2,8cm, rustfrit stål, usteril, Fig. 1



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med undersøgelse/behandling i næsen. Kan tørsteriliseres og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Næsespekel
Features	Usteril, Fig. 1
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	15 cm
Bredde	6 cm
Højde	2.8 cm
Vægt, netto	75 g
Vægt, brutto	80 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19 cm	10.5 cm	6.8 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.