



Varenummer 231177

Alkometer, Alcoscan ALP-1, sort, håndholdt, 236 g

Produktbeskrivelse

Alcoscan ALP-1 er en professional alkohol sensor udviklet og medicinsk godkendt til måling af alkohol i udåndingsluft. Alcoscan ALP-1 bruger 2 stk AAA-batterier som følger med i pakken. Se online for dansk brugervejledning mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Alkometer
Varemærke	Alcoscan ALP-1
Farve	Sort
Features	Håndholdt
Længde/dybde	33 mm
Bredde	64 mm
Højde	133 mm
Vægt, netto	198 g
Vægt, brutto	236 g
Inkluderet tilbehør	Inkl. 5 mundstykker, 2 stk. AAA-batterier og etui.
Produkt- eller teststandarder	EN 15964:2011
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Kalibrering skal foretages efter 1000 tests eller efter 9 måneder.
Temperaturtolerance	-5 grader til +40 grader
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23.5 cm	19.7 cm	6 cm	