



Varenummer 231197

Køleskab, Liebherr Medico, 60x184cm, 344 l, hvid, fritstående, ventileret køl, 5 flytbare hylder



Produktbeskrivelse

Liebherr Medico køleskab er et fritstående tysk kvalitets køleskab. Det er specielt velegnet til brug i lægeklinikker til opbevaring af medicin, vacciner og andre temperaturfølsomme produkter, da det er udstyret med ventileret køl (blæser), som sikrer at temperaturen holdes ensartet fra 3 grader C til 8 grader. Medico køleskabet er med elektronisk styring, ventileret køl, LED-belysning, temperatur- og døralarm, lås, 5 flytbare hylder og selvluukkende højrehængt skummet dør.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Køleskab
Varemærke	Liebherr Medico
Farve	Hvid
Features	Fritstående, ventileret køl, 5 flytbare hylder,
Bredde	60 cm
Højde	184 cm
Rumindhold, netto	344 l
Certifikater	CE
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	5703538313233
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.