



Varenummer 231199

Miele
PROFESSIONAL

**Instrumentopvaskemaskine, Miele,
PG8592, stål, varmlufttørring,
automatisk dosering for flydende midler**

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, en grundig og sikker rengøring af forskelligt medicinske udstyr. Miele PG8582 er CE-godkendt efter alle punkter i EN 15883 for medicinsk udstyr, hvilket giver sikkerhed for godkendelse ved audit fra styrelsen for patientsikkerhed. PG8582 har dobbelt temperatursensor, spulearmsovervågning, neutraliseringsfase, en AO værdi på 6000 og en programtid på 48 minutter. Den udmærker sig ved en lang levetid samt lave driftsomkostninger. Det er vigtigt at sikre, at en instrumentopvaskemaskine, der anvendes i en dansk lægeklinik, opfylder de relevante standarder og regulativer, da det kan påvirke klinikkens evne til at overholde gældende hygiejnebestemmelser og sikre patienters sikkerhed. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumentopvaskemaskine
Varemærke	Miele
Model	PG8592
Farve	Stål
Features	Varmlufttørring, automatisk dosering for flydende midler
Materiale	Rustfrit stål
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				