



Varenummer 231904

Olie, HEINE, 10 ml, til dermatoskop

Produktbeskrivelse

Immersionsole til dermatoskophoved: Immersionsole hjælper med at reducere refleksioner på overfladen og visualisere kernerne. Placeres mellem huden og dermatoskopet

Specifikationer

Produktbetegnelse	Olie
Varemærke	HEINE
Features	Til dermatoskop
Rumindhold, brutto	10 ml
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	6 stk	18.3 cm	9 cm	4.8 cm	4053755135370
stk	1 stk				