



Varenummer 231917

Blodtryksapparat, Microlife, BP W1 basic, 73x66x38mm, hvid, håndledsmåler 13,5-21,5 cm



Produktbeskrivelse

Microlife BP W1 Basic er et fuldautomatisk blodtryksapparat til brug på håndleddet med den nyeste teknologi og meget høj målenøjagtighed. Den indbyggede LED Positions indikator for korrekt placering af arm og apparat adskiller Microlife BP W1 Basic fra andre håndledsblodtryksmålere på markedet. LED Positions indikatoren i Microlife BP W1 Basic hjælper med at placere armen med blodtryksmåleren i samme højde som hjertet for at sikre en præcis blodtryksmåling. Det yderst brugervenlige Microlife BP W1 Basic er udstyret med den klinisk testede PAD teknologi (arytmi detektor), som registrerer uregelmæssig puls

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Microlife
Model	BP W1 basic
Farve	Hvid
Features	Håndledsmåler 13,5-21,5 cm
Længde/dybde	73 mm
Bredde	66 mm
Højde	38 mm
Vægt, netto	124 g
Inkluderet tilbehør	2 stk AAA batterier
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11.5 cm	9.8 cm	9.2 cm	4719003330200



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.