

Varenummer 231931

Afvasningsæt, 60 ml, steril, engangs

✓ Til afvaskning før urinprøvetagning



Produktbeskrivelse

Anvendes til afvaskning før urinprøvetagning.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Afvasningsæt
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	416 g
Vægt, brutto	416 g
Rumindhold, brutto	60 ml
Inkluderet tilbehør	Inkl. 60 ml plastik bæger og 5 stk. non-woven kugler.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	168 stk	50 cm	33.5 cm	25 cm	7395502047831
pk	42 stk	24 cm	16 cm	22 cm	7395502057014
stk	1 stk				7395502057007



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE