



Varenummer 231939

Døgnblodtryksapparat, Microlife, 115x80x35mm, hvid, med silent funktion

Produktbeskrivelse

Døgnblodtryksmåleren Microlife WatchBP O3 Afib er et avanceret men brugervenlig apparat der giver mulighed for screening af arterieflimmer under blodtryksmålingen. Dataen kan nemt overføres og analyseres og WATCHBP software er gratis. Mulighed for at markere om patienten tager medicin. Kompakt med lav vægt. Den har en lydløs funktion til målingerne under søvn.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Døgnblodtryksapparat
Varemærke	Microlife
Farve	Hvid
Features	Med silent funktion
Længde/dybde	115 mm
Bredde	80 mm
Højde	35 mm
Vægt, netto	260 g
Inkluderet tilbehør	Leveres med 1 stk. M- og 1 stk. L-manchet, taske, bæltestrok, USB-kabel, software og brugsvejledning.
Holdbarhed	2år
Holdbarhed, åbnet	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	42 cm	28.5 cm	7.6 cm	4719003313142