



Varenummer 231941

Konnektor, Microlife, grå, til M og M/L manchet

Produktbeskrivelse

Anvendes som konnektor mellem manchet og blodtryksapparat, til Microlife BP A2 Basic 3G blodtryksapparat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Konnektor
Varemærke	Microlife
Farve	Grå
Features	Til M og M/L manchet
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	4 cm	2.5 cm	2 cm	