



Varenummer 231942

Konnektor, Microlife, sort, til L/XL manchet

Produktbeskrivelse

Anvendes som konnektor mellem manchet og blodtryksapparat, til Microlife BP A2 Basic 3G blodtryksapparat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Konnektor
Varemærke	Microlife
Farve	Sort
Features	Til L/XL manchet
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	4 cm	2.5 cm	2.5 cm	