



Varenummer 231945

Blodtryksapparat, Microlife, BP B6 Connect, 157,5x105x61,5mm, fuldautomatisk, inkl. 1 manchet str. voksen/large

- ✓ Afib detektering
- ✓ Inkl. M-L manchet
- ✓ Viser gennemsnit af 3 målinger
- ✓ Hukommelse for 2 brugere



Produktbeskrivelse

Blodtryksapparatet Microlife BP B6 Connect med arythmi-detektering/uregelmæssig puls. Knappen på siden af blodtryksapparatet gør det muligt at vælge mellem standard (enkelt måling) eller MAM-metode (blodtrykket måles automatisk 3 gange, hvor gennemsnitligt blodtryk vises i displayet efter endt måling). Apparatet gemmer automatisk resultater efter endt måling, hukommelseskapaciteten rummer 99 målinger, herefter overskrives den ældste måling. Det er muligt at gemme resultater for 2 individuelle personer, ved hjælp af brugerknappen placeret på siden af apparatet. Når 75 % af batterikapaciteten er opbrugt vil batterisymbolet begynde at blinke. Alle aflæsninger kan analyseres fuldt ud på din smartphone ved hjælp af Microlife Connected Health-appen eller på pc'en ved hjælp af BP Analyzer + softwaren. . Anvender 4 stk. 1,5 V AA-batterier. Leveres med: 1 stk. blød taske, 1 stk. M/L manchet inkl. konektor (22 - 42 cm.), strømforsyning og dansk brugervejledning. Microlife blodtryksmanchet tilkøbes vha. konektor varenummer 1000011857. Producenten anbefaler, at der udføres en præcisionstest (kalibrering) hvert 2. år eller efter mekaniske påvirkninger (fx efter at være tabt). Klinisk valideret/testet, BHS protocol A/A

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Microlife
Model	BP B6 Connect
Features	Fuldautomatisk, inkl. 1 manchet str. voksen/large
Længde/dybde	157.5 mm
Bredde	105 mm
Højde	61.5 mm
Vægt, brutto	415 g
Strømspecifikationer	1.5 V
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	44.5 cm	34.5 cm	38 cm	
stk	1 stk				4719003342333



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.