



Varenummer 231948

Manchet, Microlife, 4G Soft, M-L, med 1 slange, Ø 22-42 cm



Produktbeskrivelse

Microlife blodtryksmanchet leveres med 2 styk konnektorer som sikrer at manchetten passer på alle Microlife blodtryksapparater, dog undtaget WatchBP blodtryksmålere og Microlife døgnblodtryksapparater.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Microlife
Model	4G Soft
Størrelse	M-L
Features	Med 1 slange, Ø 22-42 cm
Materiale	Nylon, PU
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	38 cm	30.5 cm	22 cm	4719003631222
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.