



Varenummer 231949

**Manchet, Microlife, 4G Soft, L/XL,
570x150mm, med 1 slange, Ø 32-52 cm**



Produktbeskrivelse

Microlife blodtryksmanchet leveres med 2 styk konnektorer som sikrer at manchetten passer på alle Microlife blodtryksapparater, dog undtaget WatchBP blodtryksmålere og Microlife døgnblodtryksapparater.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Microlife
Model	4G Soft
Størrelse	L/XL
Features	Med 1 slange, Ø 32-52 cm
Materiale	Nylon, PU
Længde/dybde	570 mm
Højde	150 mm
Vægt, netto	172 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kli	20 stk	37.5 cm	30.5 cm	21.6 cm	
stk	1 stk				4719003631246



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.