



Produktdatablad

# Blodtryksmanchet, overarm, str. XL, Microlife

Varenummer: 231949



## Varedeklaration

Forpakning: 20 stk pr. kolti. 36 kolti pr. palle. Produktbetegnelse: Manchet. Varemærke: Microlife. Materiale: nylon, PU. Features: med 1 slange, Ø 32-52 cm. Vægt, netto: 172 g. Størrelse: L/XL. Længde/dybde: 570 mm. Højde: 150 mm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Model: 4G Soft. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Microlife blodtryksmanchet leveres med 2 styk konnektorer som sikrer at manchetten passer på alle Microlife blodtryksapparater, dog undtaget WatchBP blodtryksmålere og Microlife døgnblodtryksapparater. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 1010002594, 231952