



Varenummer 231952

Blodtryksapparat, Microlife, BP B2 Basic



Produktbeskrivelse

Microlife BP B2 Basic blodtryksmåler er nem at anvende. Måleren har en datahukommelse på 30 målinger til langvarig opfølgning på dit blodtryk. Dertil kommer IHB-teknologi til detektion af uregelmæssig hjerterytme samt den nyeste funktion "Kontrol af manchet", som sikrer, at manchetten er placeret korrekt på din overarm. IHB-teknologi analyserer pulsfrekvensen og registrerer uregelmæssige hjerteslag, hjerterytmie, under blodtryksmåling. Hvis der opstår uregelmæssige hjerteslag under målingen, vises IHB-symbolet. IHB erstatter ikke en hjernteundersøgelse, men det hjælper med til at opdage hjerterytmie på et tidligt tidspunkt. BP B2 Basic leveres ligeledes med Gentle+ teknologi, der sikrer en mere komfortabel og nøjagtig måling med optimal hastighed og trykstyring. Manchet i str M/L (22-42 cm) medfølger. Manchet i str XL (42-50cm) kan tilkøbes. Klinisk valideret/testet, BHS protocol A/A

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Microlife
Model	BP B2 Basic
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	16 stk	44.3 cm	38 cm	23 cm	
stk	1 stk				4719003342821



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.