



Produktdatablad

Blodtryksapparat, Microlife, med M/L manchet.

Varenummer: 231952



Varedeklaration

Forpakning: 16 Stk pr. Kolli, 20 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Blodtryksapparat. Varemærke: Microlife. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Model: BP B2 Basic. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Microlife BP B2 Basic blodtryksmåler er nem at anvende. Måleren har en datahukommelse på 30 målinger til langvarig opfølgning på dit blodtryk. Dertil kommer IHB-teknologi til detektion af uregelmæssig hjerterytme samt den nyeste funktion "Kontrol af manchet, som sikrer, at manchetten er placeret korrekt på din overarm. IHB-teknologi analyserer pulsfrekvensen og registrerer uregelmæssige hjerteslag, hjerterytm, under blodtryksmåling. Hvis der opstår uregelmæssige hjerteslag under målingen, vises IHB-symbolet. IHB erstatter ikke en hjerteundersøgelse, men det hjælper med til at opdage hjerterytm på et tidligt tidspunkt. BP B2 Basic leveres ligeledes med Gentle+ teknologi, der sikrer en mere komfortabel og nøjagtig måling med optimal hastighed og trykstyring. Manchet i str M/L (22-42 cm) medfølger. Manchet i str XL (42-50cm) kan tilkøbes. Klinisk valideret/testet, BHS protocol A/A. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes. Tilhørende varer: 231948, 231949, 231946, 231947,