



Varenummer 231957

Arterieklemme, Pean, 14cm, rustfrit stål, pean, lige



Produktbeskrivelse

Pean arterieklemme anvendes ved lægen eller i sygeplejen til diverse procedurer. Alle rustfri instrumenter bør straks efter brug rengøres og aftørres for at undgå overfladerust samt steriliseres inden brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme
Varemærke	Pean
Features	Pean, lige
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	12 stk	19 cm	10 cm	4 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.