



Varenummer 231962

Blodtryksapparat, HEINE, GAMMA GP, med klikventil

Produktbeskrivelse

HEINE manuelt blodtryksapparat med trykknapsventil, stor skala, let at læse (Ø 56 mm). Højeste markørkvalitet, præcis afbalanceret. "Huset" er fremstillet i stødsikkert materiale. Ændring af håndstøttens position (GAMMA G5, G7, GP)

Ved levering er håndstøtten monteret til højrehåndede. Hvis du vil pumpe op med venstre hånd, kan håndstøttens position ændres: • Drej bolden af huset. • Løsn de to skruer ved siden af luftindgangen (skru dem ikke helt ud!).

• Fugt om nødvendigt luftindgangskeglen en smule. • Drej håndstøtten 180°, og skru den fast igen. • Tag fat i bolden så langt fremme som muligt, og drej den helt ind i luftindgangen. HENVISNING: Der følger en specialnøgle med model GAMMA G7. Leveres endvidere i etui med latexfri, vaskbar, voksen manchet, str. 29 - 41 cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	HEINE
Model	GAMMA GP
Features	Med klikventil
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19.5 cm	11 cm	8 cm	5703538148323