

Varenummer 231974

Hylde, Memmert, UNB100, 160x317x28mm, rustfrit stål, til tørsterilisator

Produktbeskrivelse

Anvendes som bakke til tørsterilisering af fx instrumenter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hylde
Varemærke	Memmert
Model	UNB100
Features	Til tørsterilisator
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	160 mm
Bredde	317 mm
Højde	28 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	43 cm	36 cm	17.5 cm	
stk	1 stk				