

Varenummer 231978

Vaskefad, 8,4cm, Ø31,8cm, uden hank



Produktbeskrivelse

Skålen er i rustfri stål og er til anvendelse i lægepraksis til forskellige procedurer

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vaskefad
Features	Uden hank
Materiale	Rustfrit stål
Højde	8.4 cm
Diameter	31.8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	33 cm	31 cm	12 cm	8023279265873
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.