

Varenummer 231984

Uterinsonde, 32cm, Ø4mm, rustfrit stål,
bøjelig, Produceret af tysk kvalitets stål



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med gynækologiske undersøgelser og kan damp- og tørsteriliseres. Gradueret med mål.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Uterinsonde
Features	Bøjelig, Produceret af tysk kvalitets stål
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	32 cm
Diameter	4 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	39.4 cm	7 cm	0.7 cm	