



Varenummer 231993

Stetoskop, HEINE, GAMMA, 56cm, sort, til voksne, vendbart



Produktbeskrivelse

HEINE stetoskop med vendbar membran og klokkefunktion. Voksen stetoskopet leveres med 44 mm membran, børne stetoskopet leveres med 31 mm membran. Leveres inkl. små/hårde øreoliven.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Stetoskop
Varemærke	HEINE
Model	GAMMA
Farve	Sort
Features	Til voksne, vendbart
Længde/dybde	56 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	28 cm	10 cm	3.8 cm	4053755136995



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.