



Varenummer 232000

Sygeplejesaks, 13cm, rustfrit stål, lige, spids/stump, m/knop, usteril

- ✓ Lige
- ✓ Spids/stump
- ✓ Med knop



Produktbeskrivelse

Anvendes på hospitalsafdelinger/hjemmeplejen til diverse procedurer. Kan autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sygeplejesaks
Features	Lige, spids/stump, m/knop, usteril
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	13 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	38.7 cm	39.2 cm	11.6 cm	5703538847356
pk	10 stk	16.9 cm	9.4 cm	4 cm	5703538847349
stk	1 stk				5703538847332



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.