



Varenummer 232001

Sygeplejesaks, 14cm, rustfrit stål, med knop

- ✓ Lige
- ✓ Spids/stump
- ✓ Med knop



Produktbeskrivelse

Anvendes på hospitalsafdelinger/hjemmeplejen til diverse procedurer. Kan autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sygeplejesaks
Features	Med knop
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	300 stk	52 cm	23.5 cm	22.2 cm	5703538208553
pk	12 stk	16 cm	6 cm	5 cm	5703538208546
stk	1 stk				5703538208539



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.