



Varenummer 232002

Kirurgisk saks, 13cm, rustfrit stål, lige, spids/stump



Produktbeskrivelse

Anvendes til forskelligartede procedurer. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kirurgisk saks
Features	Lige, spids/stump
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	13 cm
Vægt, netto	39 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	300 stk	38.8 cm	29.5 cm	20.7 cm	
pk	12 stk	4.5 cm	5 cm	0.4 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.