



Varenummer 232003

## Sygeplejesaks, 14,5cm, rustfrit stål, lige, spids/stump

- ✓ Lige
- ✓ Spids/stump
- ✓ Med knop



### Produktbeskrivelse

Anvendes på hospitalsafdelinger/hjemmeplejen til diverse procedurer. Kan autoklaveres.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Sygeplejesaks
Features	Lige, spids/stump
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	15.2 cm	7.5 cm	3.3 cm	
pk	10 stk	15.2 cm	7.5 cm	3.3 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.