



Varenummer 232011

Sutursaks, 11,5cm, med hak



Produktbeskrivelse

Anvendes på hospitalsafdelinger/hjemmeplejen til diverse procedurer hvorsuturmateriale er meget hårde og ødelægger skarpheden på almindelige sakse. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sutursaks
Features	Med hak
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	11.5 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	30 cm	40 cm	1.5 cm	
pk	10 stk	15 cm	8 cm	0.3 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.