



Varenummer 232013

Pincet, 14cm, rustfrit stål, lige, anatomisk, afrundet

✓ Kan steriliseres



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med forskellige procedurer, fx sårskift. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Features	Lige, anatomisk, afrundet
Materiale	Rustfrit stål
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	14 cm
Vægt, netto	26 g
Vægt, brutto	26 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	29.4 cm	46 cm	17 cm	5703538847431
pk	10 stk	14.7 cm	9.2 cm	3.4 cm	5703538847424
stk	1 stk				5703538847417



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.