



Varenummer 232014

Pincet, 14,5cm, rustfrit stål, lige, anatomisk, afrundet

✓ Kan steriliseres

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med forskellige procedurer, fx sårskift. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Features	Lige, anatomisk, afrundet
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	40 cm	1.2 cm	1.3 cm	
pk	10 stk	20 cm	3.6 cm	0.5 cm	
stk	1 stk				