



Produktdatablad

Pincet, kirurgisk, flergangs, 14,5 cm

Varenummer: 232016



Varedeklaration

10 stk = 1 pakke. 40 pakker = 1 kolli. Produktbetegnelse: Pincet. Ingredienser/sammensætning: rustfrit stål, AISI410. Features: kirurgisk med hager. Længde/dybde: 14.5 cm. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Anvendes til at håndtere væv hvor der ønskes et fast greb. Er velegnet til hud, fascie og muskulatur. Kan steriliseres. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.