



Varenummer 232017

Pincet, Adson, 12cm, kirurgisk med hager



Produktbeskrivelse

Anvendes til at håndtere væv hvor der ønskes et fast greb. Er velegnet til hud, fascie og muskulatur. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Varemærke	Adson
Features	Kirurgisk med hager
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	12 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	27.8 cm	37.5 cm	17.5 cm	
pk	10 stk	13.9 cm	7.5 cm	3.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.