



Varenummer 232018

Pincet, Adson, 12 cm, anatomisk



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med sterile/usterile procedurer, velegnet til operation. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Varemærke	Adson
Features	12 cm, anatomisk
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	12 cm
Bredde	1.5 cm
Højde	1.5 cm
Vægt, netto	23 g
Vægt, brutto	23 g
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	28 cm	37.5 cm	16 cm	5703538389832
pk	10 stk	14 cm	7.5 cm	3.2 cm	5703538389849
stk	1 stk				5703538389856



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.