



Varenummer 232019

Pincet, Feilchenfeld, 9cm, splintpincet, spids



Produktbeskrivelse

Kan steriliseres. Anvendes til fjernelse af splinter. Kan steriliseres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pincet
Varemærke	Feilchenfeld
Features	Splintpincet, spids
Ingredienser/sammensætning	Rustfrit stål, AISI410
Længde/dybde	9 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	45 cm	25 cm	7 cm	
pk	10 stk	12 cm	7 cm	3.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.