



Varenummer 232024

Arterieklemme, Crile, 14,5cm, rustfrit stål, buet

- ✓ Rustfrit stål
- ✓ Lige, med hager

Produktbeskrivelse

Arterieklemme med Cremallere, til afklemning af arterie for at skabe bedre visuelt overblik, fx under suturering, hvor arterien er læderet. Tværgående serrationer for at forhindre endotelbeskadigelse. Instrumentet anvendes også til at fatte om engangsmaterialer og væv.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme
Varemærke	Crile
Features	Buet
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	28 cm	35 cm	2.5 cm	
pk	10 stk	14 cm	7 cm	0.5 cm	
stk	1 stk				