



Varenummer 232025

Arterieklemme, Crile, 14,5cm, rustfrit stål, lige, uden hårdmetalkæber

- ✓ Rustfrit stål
- ✓ Lige, uden hårdmetalkæber



Produktbeskrivelse

Arterieklemme med Cremallere, til afklemning af arterie for at skabe bedre visuelt overblik, fx under suturering, hvor arterien er læderet. Tværgående serrationer for at forhindre endotelbeskadigelse. Instrumentet anvendes også til at fatte om engangsmaterialer og væv.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Arterieklemme
Varemærke	Crile
Features	Lige, uden hårdmetalkæber
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	30 cm	40 cm	1.5 cm	
pk	10 stk	15 cm	8 cm	0.3 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.