



Varenummer 232046

Termometer, Beurer, FT65, multifunktion, berøringsfrit, til tinding og øre

- ✓ Automatisk switch-off funktion
- ✓ Gemmer op til 10 målinger



Produktbeskrivelse

Beurer FT65 er et praktisk termometer til måling af temperatur i øret eller på panden. Det kan måle temperatur på både personer, væsker og genstande. Termometret måler på få sekunder temperaturen i øret eller på panden og kan ligeledes indstilles til at måle væsketemperatur og rumtemperatur. Det har en akustisk og visuel alarm ved feber. Grøn = Alt OK Rød = Feber alarm (over 38°C / 100,4°F). Termometret har stort display, som let kan aflæses. Det har hukommelse for de sidste 10 målinger med tid og dato. Det er udført i et moderne og praktisk design, som er let at rengøre. Indikator ved batteriskift og autosluk efter ca. 60 sekunder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometer
Varemærke	Beurer
Model	FT65
Features	Multifunktion, berøringsfrit, til tinding og øre
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Bruges uden prober da apparatet kan desinficeres med sprit.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	22 cm	12 cm	17.6 cm	4052095795145
stk	1 stk				4211125795146



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.