

Varenummer 232046



Termometer, Beurer, FT65, multifunktion, berøringsfrit, til tinding og øre

- ✓ Automatisk switch-off funktion
- ✓ Gemmer op til 10 målinger



Produktbeskrivelse

Termometer til måling af kropstemperatur ved tindingen eller i øret. Displayet viser dato og tid og kan gemme op til 10 målinger. Automatisk switch-off funktion. Med termometeret følger 2 stk. 1,5v AAA batterier - LR03.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometer
Varemærke	Beurer
Model	FT65
Features	Multifunktion, berøringsfrit, til tinding og øre
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Bruges uden prober da apparatet kan desinficeres med sprit.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	22 cm	12 cm	17.6 cm	4052095795145
stk	1 stk				4211125795146



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.