



Varenummer 232054

**Kirurgisk saks, 14,5cm, rustfrit stål,
buet, spids/stum**



Produktbeskrivelse

Anvendes til forskellige procedurer. Kan steriliseres

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kirurgisk saks
Features	Buet, spids/stum
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	14.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC, MDR (EU) 2017/745
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	15 cm	8 cm	4.2 cm	
pk	12 stk	15 cm	5 cm	2 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.