



Varenummer 232057

Tampontang, 26cm, rustfrit stål, buet spids



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med gynækologiske undersøgelser. Kan tørsteriliseres og autoklaveres.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tampontang
Features	Buet spids
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	26 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 stk	26.2 cm	9.8 cm	4 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.