



Varenummer 232059

Depressor, Fanø, M, 90x27mm, rustfrit stål



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med gynækologiske undersøgelser, sammen med Gentofte spekel. Udført rustfrit stål og kan steriliseres/autoklaveres op til 132 grader.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Depressor
Varemærke	Fanø
Størrelse	M
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	90 mm
Bredde	27 mm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ubegrænset
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	6 stk	12.5 cm	4 cm	21 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.