



Varenummer 232062

Uterinsonde, 32cm, Ø4mm, rustfrit stål, bøjelig



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med gynækologiske undersøgelser og kan damp- og tørsteriliseres. Gradueret med mål.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Uterinsonde
Features	Bøjelig
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	32 cm
Diameter	4 mm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 stk	34 cm	5.5 cm	5.5 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.