

Varenummer 232066

## Clave, Mediplast Kendan, blå, sikkerhedskobling, til luer lock



### Produktbeskrivelse

Anvendes til centrale, perifere og arterielle adgange. Giver mikrobiologisk og mekanisk beskyttelsesbarriere i 7 døgn, flowhastighed 185 ml/min, deadspace 0,06 ml. Fedt, blod og cytostatika kompatibel. Passer til alle luer-lock koblinger. Med negativt displacement. Latexfri.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Clave
Varemærke	Mediplast Kendan
Farve	Blå
Features	Sikkerhedskobling, til luer lock
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Polyester, PC, silikone
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Holdbarhed, åbnet	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	7.9 cm	3.2 cm	1.1 cm	
stk	1 stk				