

Varenummer 232070

Basestation, Braun ThermoScan, Pro 4000



Produktbeskrivelse

Anvendes til opladning af Braun ThermoScan Pro 4000 med plads til refill-dispenser af sondeovertræk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Basestation
Varemærke	Braun ThermoScan
Model	Pro 4000
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26 cm	16 cm	9.5 cm	