



Varenummer 232077

Skarpske, Volkmann, 17cm x 1,5mm,
rustfrit stål, Fig 000, skebredde 3,5 mm



Produktbeskrivelse

Anvendes fx til revidering af sår, eller udtagning af biopsier. Materiale: Hoved lavet af to forskellige ståltyper. Håndtaget er lavet af antimagnetisk stål, type AISI 304.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skarpske
Varemærke	Volkmann
Features	Fig 000, skebredde 3,5 mm
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	17 cm
Bredde	1.5 mm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	20 cm	10 cm	5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.