



Varenummer 232083

Øretragt, Welch Allyn, Ø2,75mm, sort, engangs

Produktbeskrivelse

Øretragte til engangsbrug, 2,75 mm, forebygger krydsinfektioner. Passer til Welch Allyn otoskoper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øretragt
Varemærke	Welch Allyn
Farve	Sort
Engangs/flergangs	Engangs
Diameter	2.75 mm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	850 stk	27 cm	13 cm	7 cm	732094230567
pk	34 stk	23 cm	1.5 cm	1.5 cm	5703538848186
stk	1 stk				5703538848179