



Varenummer 232098

Pulstæller, 1/4 minut, med clips, lommeformat

Produktbeskrivelse

Anvendes til måling af puls, kan anbringes i lommen eller på tøjet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pulstæller
Features	1/4 minut, med clips, lommeformat
Ingredienser/sammensætning	Messing, nickel-lakeret, glas, sand-fylding
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	13 cm	8 cm	1 cm	4044941041803