



Varenummer 232100

Termometerovertræk, transparent, uden salve

Produktbeskrivelse

Anvendes som overtræk til et analog eller digitalt termometer.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometerovertræk
Sekundær farve	Transparent
Features	Uden salve
Materiale	PE
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1000 stk	19.8 cm	10 cm	15.3 cm	
stk	1 stk				5703538208652