



Varenummer 232101

Termometer, uden kviksølv

Produktbeskrivelse

Indeholder ikke kviksølv. Det aktive stof er sammensat af gallium, indium og tin. Dette betyder, at der ikke forekommer toksiske bivirkninger på hud eller ved inhalation, i fald termometeret går i stykker. Rektal fibertermometer. måleområde: 35,5 til 42,0 graders C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termometer
Features	Uden kviksølv
Holdbarhed	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14 cm	8 cm	5 cm	5703538208690