

Varenummer 232109



Manchet, Welch Allyn, sort, voksen, med 2 slanger (14 og 36 cm), Ø 29-42 cm

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med måling af blodtryk. Konnektorer til montering på blodtryksapparat, spiralslange og ballon med ventil bestilles separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Welch Allyn
Farve	Sort
Features	Voksen, med 2 slanger (14 og 36 cm), Ø 29-42 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19 cm	17 cm	3.5 cm	732094111996