



Varenummer 232114

Spiralslange, sort, forlængerslange til manuelle blodtryksapparater



Produktbeskrivelse

Bruges som forlængerslange mellem blodtryksmanchet og blodtryksapparat. Længde op til 2,5 meter. Konnektorer kan tilkøbes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Spiralslange
Farve	Sort
Features	Forlængerslange til manuelle blodtryksapparater
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	24.5 cm	17.5 cm	3.5 cm	4045396010123



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.